



Tige

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-04-10	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BOURAS CHAFIA / C1120 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202517625

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
Calais - 128 textile navy combi	1: K733 Nimco Blue ▼ 2: L1603 Navy Aniline ▼	Empeigne N/A ▼ Talon N/A ▼

<u>Épaisseur/couleur du fil</u>	<u>Écart de laçage</u>
Stitching 40 navy 827 ▼ Stitching 40 navy 827 ▼	20 mm ☐ Point de claue 0 cm ☐ Vers l'avant ☐ Vers l'arrière

<u>Capitonnage</u>

<u>Fermeture</u>
☐ Modèle à lacets ☒ Modèle velcro
<u>Passant</u>
Gun metal passant with roller NP01 ▼
<u>Velcro</u>
Velcro Navy UA21 soft ▼
<u>Bordure</u>
Textile Piping Navy ▼
<u>Velcro</u>
Velcro Navy UA21 rough ▼
<u>Velcro doublure quartier</u>
Velcro Navy UA21 soft ▼

Velcro languette

Velcro Navy UA21 rough



Assemblage



<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-04-10	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BOURAS CHAFIA / C1120 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202517625

<u>Type de construction</u>
Soudé

<u>Bout</u>
Gauche
Type
Normal
Matériel
Tepp 0.8mm
Droite
Type
Normal
Matériel
Tepp 0.8mm

<u>Première de montage</u>
Gauche
Première de montage
Standard

Renfort première de montage

Sans renfort	▼
Cambrion	
Plastique	▼
Droite	
Première de montage	
Standard	▼
Renfort première de montage	
Sans renfort	▼
Cambrion	
Plastique	▼

Première d'amplitude

Gauche	
Matériel	
Liège	▼
Droite	
Matériel	
Liège	▼
À l'avant-pied	
0	
mm	
Tout le long	
3	
mm	
observations	
À l'avant-pied	
0	
mm	
Tout le long	
3	
mm	
observations	

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm

Hauteur de Tige (≈ 12.5cm)

Gauche

12,5

cm

Droite

12,5

cm

☒ Avec orthèse

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0
0	Sélectionn	0



Semelage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>	
PHAN & I	2025-04-10	-0001-11-30	

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BOURAS CHAFIA / C1120 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202517625

Semelle Nimco

005/2021

Trépointe

Rubber welt n° 0 black C10

Compensation sur semelage

☐ Bout

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Normal

☐ Patin

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Anticipé

☐ Talon

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Retardé

☐ Complet

☐ Autres

☒ Intercalaire

3

mm

Matériel

Micro C10 Black

Matériel de la semelle

Outsole Plate Black




Semelage

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-04-10	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BOURAS CHAFIA / C1120 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202517625

Type de talon	
	
Talon compensé	
Gauche	Droite
Hauteur	
2	2
cm	cm
☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	
Micro C10 Black	

Autres	
☐ Arrondi	☐ Gauche ☐ Droite 0 mm
☐ Désaxé	☐ Gauche ☐ Int 0 mm ☐ Ext 0 mm
	☐ Droite ☐ Int 0 mm ☐ Ext 0 mm
☐ Désaxé vers l'intérieur	☐ Gauche 0 mm
	☐ Droite 0 mm

Finissage de l'orthèse
☐ Doublure Perforée (K704)
☐ Cuir (K704)
☐ Identique doublure
☐ Alcantra noir (K1507)
☐ Doublure antiallergique (K710)
☐ Doublure antibactérien (K709)
☐ Envoyer doublure en vrac
☐ Recouvrement à fournir non collé

Autres
☐ Déformer



Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-04-10	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BOURAS CHAFIA / C1120 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202517625


Option de formes

- ☐ Forme existante
- ☒ Nouvelle Forme/Orthèse


Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	☐		☐
Empreinte sur papier	☐		☐
Digitalisation du pied	☐		☐
Empreinte sur mousse	☐		☐
Forme en Polyuréthane	☐		☐
Forme en bois	☐		☐
	Gauche	☐ Normal	☐ Dur
	Droite	☐ Normal	☐ Dur
Juste fraiser	☐		☐
Hauteur de la forme	0 cm		0 cm
Hauteur du talon	0 cm		0 cm
Relevé du bout	0 cm		0 cm
Épaisseur du bout	0 cm		0 cm

Dessin du bout



Découpe de la forme



Mesures de la forme

		HAUTEUR				
		Gauche		Droite		
1	0		0	0		1
2	0		0	0		2
2a	0		0	0		2a
3	0		0	0		3
4	0		0	0		4
5	0		0	0		5
	0					

Orthèse

	Gauche		Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	☐		☐	Physiologik (4/4/4)	☐	☐
Micro cork	☐		☐	Métatarsalgik (8/8/4)	☐	☐
Multiforme	☐		☐	Talalgik (8/8/4)	☐	☐
Autre	☒		☒	Complex (10/10/6)	☐	☐

PODO FOAM + MULTIF

PODO FOAM + MULTIF

- ☒ [A] Standard
 ☐ [B] Sous malléolaire latéral
 ☒ [C] Sous malléolaire médial
 ☐ [D] Sous malléolaire bilatéral
 ☐ [E] Faux bout
- ☐ [F] Tuteur total
 ☐ [G] Tuteur bilatéral
 ☐ [H] Tuteur latéral
 ☐ [I] Tuteur médial
 ☐ [J] Faux pied
- ☐ [K] Tuteur postérieur

A



Gauche

99	0	0
mm	mm	mm
0	0	50
Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel
		PODO FOAM

B



Gauche

C



Gauche

D



Gauche

0	mm
0	mm
0	mm
0	mm
0	mm
0	mm
0	mm
Matériel	

E



Gauche

0	mm
0	mm

Droite

0	mm
---	----

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-04-10	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BOURAS CHAFIA / C1120 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202517625

Orthèse

										
Gauche		Gauche		Gauche		Gauche		Gauche		
0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	
Int	0	mm	Int	0	mm	mm		mm		
Ext	0	mm	Ext	0	mm	mm		mm		
Droite		Droite		Droite		Droite		Droite		
0	mm	0	mm	Matériel		Matériel		Matériel		
Int	0	mm	Int	0	mm	mm		mm		
Ext	0	mm	Ext	0	mm	mm		mm		
Matériel		Matériel		Matériel		Matériel		Matériel		
										
Gauche	0	mm								
Droite	0	mm								
Matériel										

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse		mm	Gauche		Droite		mm
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal	Gauche		Droite				
Talon	15	15	15	15	mm	Int	0	mm	0	mm	Normal	0	mm	0	mm	
Patin	15	15	15	15	mm	Ext	0	mm	0	mm	Retardé	0	mm	0	mm	
Bout	10		10		mm							0	mm	0	mm	
						Désaxé Antérieur			Anticipé			0	mm	0	mm	
						Gauche			Droite			0	mm	0	mm	
						Int	0	mm	0	mm	2 phases	0	mm	0	mm	

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche ☐ Droite

Ext 0 mm 0 mm Complet 0 mm 0 mm

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☒	☒
Ext	☒	☒

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	☐	☐	☐	☐
Au talon	☐	☐	☐	☐
Dans le malléole	☐	☐	☐	☐
Complet	☐	☐	☐	☐

Épaisseur

	Gauche	Droite
3mm	☐	☐
5mm	☐	☐

Chaussure d'essayage

	Gauche	Droite		Gauche	Droite		Gauche	Droite		Gauche	Droite
Hauteur	0	0	☐ Gauche ☐ Droite			Compensation sur semelage			Espace extra		
Hauteur du talon	0	0				Talon	0	0	Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
☐ Plastique dur						Patin	0	0	Complet	☐	☐
☐ Plastique souple						Bout	0	0	Patin	☐	☐



Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom
de

PHAN & I

Date de la commande

2025-04-10

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client /
Référence

BOURAS CHAFIA / C1120 S

Type

☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants ☐ Unisexe

Urgent

☒ Non ☐ Oui

Chaussures

☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202517625

Observations